



## Produktinformation

### Erlanger KS- Abformlöffel® für Säuglinge mit Lippen- Kiefer- Gaumenspalten

Die KS- Abformlöffel® liegen in den Grundformen für die Spaltformen:  
unilateral, bilateral und median in je 11 Größen vor.  
Sie entsprechen dem Leitfaden Hygiene der Bayerischen Landeszahnärztekammer  
und sind sterilisierbar.

Spaltform	Löffelbezeichnung und -größe
rechtsseitig	R 1 - R 11
linksseitig	L 1 - L 11
bilateral	X1 - X 11
median	M1 - M 11



Nach Einprobe der Löffel in aufsteigender Größe je nach vorliegender Spaltform wie herkömmliche Abformlöffel zu verwenden. Ein sorgfältiges Überprüfen der Paßgenauigkeit im Munde vor der Abformung ist vorausgesetzt.

Bezüglich des Abdruckmaterialies empfiehlt sich nach dem Herstellerhinweis vorzugehen.

#### Kontakt :

- Dietzel und Roesch, Dental GmbH, Daimlerstr.8, 91301 Forchheim, e-mail: info@dietzel-roesch.de
- Universitätsklinikum Erlangen, Dr. Karin Strobel, Zahnklinik 3 - Kieferorthopädie, Glückstrasse 11 D- 91054 Erlangen, e-mail: karin.strobel-schwarthoff@uk-erlangen.de